

# Matériel de suture

*Qualité et sécurité*




SMI Steinerberg 8 - 4780 ST.VITH - BELGIQUE  
Tel.: ++32 80 227 292 - Fax: ++32 80 226 918 - e-mail: [info@sutures.be](mailto:info@sutures.be)

**smi**  
[www.sutures.be](http://www.sutures.be)


# Aiguille Easy Pass

- *Tranchante et forte*
- *Passage aisé*
- *La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:



Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard



## CARACTÉRISTIQUES

Pointe de précision avec tranchant extraordinaire

Une nouvelle génération d'acier inoxydable maraging

Technologie avancée de revêtement de l'aiguille  
Revêtement en silicone couvre l'ensemble de l'aiguille chirurgicale

**Indications** Chirurgie cosmétique et plastique  
Chirurgie générale

## AVANTAGES

Excellente pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime

Pénétration optimale et prévisible  
Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages

Significativement plus pénétrante passage après passage  
Meilleure résistance à la flexion et la rupture  
Combinaison optimale entre résistance et flexibilité


Surface extrêmement lisse  
Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles  
Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages

*Quand cela doit être parfait  
Pour qualité et sécurité*


**SURGICRYL®**  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID

multifilament tressé  
résorbable

Needle Metric EP USP longueur couleur référence


	DS 12 mm	0,7	6/0	50 cm	non coloré	1107 1512UP
		1	5/0	50 cm	non coloré	1110 1512UP
		1,5	4/0	50 cm	non coloré	1115 1512UP


	DS 16 mm	1,5	4/0	50 cm	non coloré	1115 1516UP
---	----------	-----	-----	-------	------------	-------------


	DS 19 mm	1,5	4/0	50 cm	non coloré	1115 1519UP
		2	3/0	50 cm	non coloré	1120 1519UP

**SURGICRYL®**  
MONOFAST  
POLYGLYCAPRONE 25

monofilament  
résorbable

	DS 12 mm	0,7	6/0	50 cm	non coloré	1607 1512P
		1	5/0	50 cm	non coloré	1610 1512P
		1,5	4/0	50 cm	non coloré	1615 1512P


	DS 16 mm	1	5/0	50 cm	non coloré	1610 1516P
		1,5	4/0	50 cm	non coloré	1615 1516P


	DS 19 mm	1,5	4/0	50 cm	non coloré	1615 1519P
		2	3/0	50 cm	non coloré	1620 1519P

**SURGICRYL®**  
RAPID  
POLYGLYCOLIC ACID

multifilament tressé  
résorbable


Needle Metric EP USP longueur couleur référence


	DS 12 mm	0,7	6/0	50 cm	non coloré	1407 1512P
		1	5/0	50 cm	non coloré	1410 1512P
		1,5	4/0	50 cm	non coloré	1415 1512P


	DS 19 mm	1,5	4/0	50 cm	non coloré	1415 1519P
		2	3/0	50 cm	non coloré	1420 1519P

**POLYPROPYLENE**  
BLUE

monofilament  
non résorbable

	DS 12 mm	0,7	6/0	50 cm	bleu	507 1512P
		1	5/0	50 cm	bleu	510 1512P

	DS 16 mm	1	5/0	50 cm	bleu	510 1516P
		1,5	4/0	50 cm	bleu	515 1516P


	DS 19 mm	1,5	4/0	50 cm	bleu	515 1519P
		2	3/0	50 cm	bleu	520 1519P
		3	2/0	50 cm	bleu	530 1519P


	DS 24 mm	3	2/0	50 cm	bleu	530 1524P
---	----------	---	-----	-------	------	-----------

**SILK**  
BRAIDED  
BLACK

multifilament tressé  
non résorbable


Needle Metric EP USP longueur couleur référence


	DS 16 mm	1	5/0	50 cm	noir	810 1516P
		1,5	4/0	50 cm	noir	815 1516P


	DS 19 mm	1,5	4/0	50 cm	noir	815 1519P
		2	3/0	50 cm	noir	820 1519P

**DACLON**  
NYLON

monofilament  
non résorbable

	DS 12 mm	0,7	6/0	50 cm	noir	907 1512P
		1	5/0	50 cm	noir	910 1512P
		1,5	4/0	50 cm	bleu	915 1512P

	DS 16 mm	1	5/0	50 cm	noir	910 1516P
		1,5	4/0	50 cm	bleu	915 1516P

	DS 19 mm	1,5	4/0	50 cm	bleu	915 1519P
		2	3/0	50 cm	bleu	920 1519P
		3	2/0	50 cm	bleu	930 1519P


	DS 24 mm	3	2/0	50 cm	bleu	930 1524P
---	----------	---	-----	-------	------	-----------

# SMI: Matériel de suture de haute qualité

SMI AG a été fondée en 1987. Elle a été la première entreprise belge à fabriquer des ligatures chirurgicales. Depuis, elle a connu une croissance rapide et est aujourd'hui reconnue comme un fournisseur mondial de ligatures chirurgicales. La société est située à St. Vith, dans l'est de la Belgique, à proximité de la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

## ■ Standard élevé de qualité et de sécurité

Depuis le début, SMI s'aligne sur les normes internationales de qualité, telles que les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485 ainsi que les normes GMP. Tous les matériaux utilisés ainsi que les produits finis sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux par une équipe dédiée, dirigée par un pharmacien d'industrie. Qualité et sécurité des ligatures chirurgicales répondent ainsi aux exigences les plus élevées.



## ■ Reconnaissance internationale

L'exportation dans 60 pays différents tout autour du monde représente environ 80% du chiffre d'affaires global. Ce succès a été couronné par le "Royal Export Award 2000" de l'OBCE (l'Office Belge du Commerce Extérieur). Les ventes de SMI ont augmenté continuellement. La gamme a été complétée pour suivre les progrès de la chirurgie et SMI met aujourd'hui plus de 1000 articles différents à la disposition des chirurgiens. La part vendue pour la médecine humaine est en forte progression.

## ■ Le site internet

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

Sur notre site, vous trouverez une présentation de tous les articles disponibles actuellement.

