

Hechtmateriaal

Voor kwaliteit en veiligheid




SMI Steinerberg 8 - 4780 ST.VITH - BELGIË
Tel.: ++32 80 227 292 - Fax: ++32 80 226 918 - e-mail: info@sutures.be

smi
www.sutures.be


Easy Pass naald

- *Scherp en sterk*
- *Makkelijk doorgaand*
- *Elke doorgang voelt als de eerste*

De Easy pass-naald voor huidhechtingen combineert 3 geavanceerde technologieën voor een precisie-naald van topkwaliteit:



40% - 50% betere penetratieprestaties in vergelijking met standaard snijnaalden



EIGENSCHAPPEN

Extrascherpe precisiepunt

Een nieuwe generatie maraging roestvrij staal

Geavanceerde technologie voor de coating van de naald
Siliconen coating over de volledige chirurgische naald

Indicatie

Cosmetische en plastische chirurgie
Algemene heekunde

VOORDELEN

Uitstekende penetratie om het trauma voor de patiënt te verminderen en de intieme integriteit te bewaren

Optimale en voorspelbare penetratie
Langdurig scherp, ook na verschillende doorgangen

Blijft beduidend scherper na elke doorgang
Beste buig- en breekweerstand
Optimale combinatie van sterkte en buigzaamheid


Extreem zacht oppervlak
Betere penetratie, controle en naalddoorgang
Behoudt de naaldscherpte van begin tot eind

*Wanneer het perfect moet zijn
Voor kwaliteit en veiligheid*


SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

gevlochten multifilament
resorbeerbaar

Needle Metric EP USP Lengte Kleur Bestelnummer


DS 12 mm 	0.7	6/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1107 1512UP
	1	5/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1110 1512UP
	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1115 1512UP


DS 16 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1115 1516UP
--	-----	-----	-------	----------------------	-------------


DS 19 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1115 1519UP
	2	3/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1120 1519UP

SURGICRYL[®]
MONOFAST
POLYGLYCAPRONE 25

monofilament
resorbeerbaar

DS 12 mm 	0.7	6/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1607 1512P
	1	5/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1610 1512P
	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1615 1512P


DS 16 mm 	1	5/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1610 1516P
	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1615 1516P


DS 19 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1615 1519P
	2	3/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1620 1519P

SURGICRYL[®]
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

gevlochten multifilament
resorbeerbaar


Needle Metric EP USP Lengte Kleur Bestelnummer


DS 12 mm 	0.7	6/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1407 1512P
	1	5/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1410 1512P
	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1415 1512P


DS 19 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1415 1519P
	2	3/0	50 cm	<i>niet gekleurd</i>	1420 1519P


POLYPROPYLENE
BLUE

monofilament
niet-resorbeerbaar

DS 12 mm 	0.7	6/0	50 cm	<i>blauw</i>	507 1512P
	1	5/0	50 cm	<i>blauw</i>	510 1512P

DS 16 mm 	1	5/0	50 cm	<i>blauw</i>	510 1516P
	1.5	4/0	50 cm	<i>blauw</i>	515 1516P


DS 19 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>blauw</i>	515 1519P
	2	3/0	50 cm	<i>blauw</i>	520 1519P
	3	2/0	50 cm	<i>blauw</i>	530 1519P


DS 24 mm 	3	2/0	50 cm	<i>blauw</i>	530 1524P
--	---	-----	-------	--------------	-----------

SILK
BRAIDED
BLACK

gevlochten multifilament
niet-resorbeerbaar


Needle Metric EP USP Lengte Kleur Bestelnummer


DS 16 mm 	1	5/0	50 cm	<i>zwart</i>	810 1516P
	1.5	4/0	50 cm	<i>zwart</i>	815 1516P


DS 19 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>zwart</i>	815 1519P
	2	3/0	50 cm	<i>zwart</i>	820 1519P

DACLON
NYLON

monofilament
niet-resorbeerbaar

DS 12 mm 	0.7	6/0	50 cm	<i>zwart</i>	907 1512P
	1	5/0	50 cm	<i>zwart</i>	910 1512P
	1.5	4/0	50 cm	<i>blauw</i>	915 1512P

DS 16 mm 	1	5/0	50 cm	<i>zwart</i>	910 1516P
	1.5	4/0	50 cm	<i>blauw</i>	915 1516P

DS 19 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>blauw</i>	915 1519P
	2	3/0	50 cm	<i>blauw</i>	920 1519P
	3	2/0	50 cm	<i>blauw</i>	930 1519P

DS 24 mm 	3	2/0	50 cm	<i>blauw</i>	930 1524P
--	---	-----	-------	--------------	-----------

SMI: Chirurgisch hechtingsmateriaal van uitstekende kwaliteit

Het bedrijf **SMI AG** werd in 1987 opgericht en heeft sindsdien over de landsgrenzen heen naam verworven als fabrikant van chirurgisch hechtingsmateriaal. De firma is gevestigd in de gemeente St. Vith in het oosten van België, in de buurt van het 3-landenpunt België-Duitsland-Luxemburg.

■ De hoogste normen inzake kwaliteit en veiligheid

SMI has always complied with international quality standards such as EN ISO 9001 and EN ISO 13485 as well as Good Manufacturing Practice (GMP) procedures. All materials and finished products are subjected to stringent quality control by a dedicated team headed by an industrial pharmacist. Quality and safety of surgical sutures are thus assured.



■ Wereldwijde erkenning

De export naar 60 verschillende landen in de hele wereld vertegenwoordigt ongeveer 80% van de totale omzet van **SMI**. Dit succes werd met de "Royal Export Award 2000" van de BDBH (Belgische dienst voor buitenlandse handel) bekroond. De verkoop van SMI is continu blijven stijgen. Het gamma werd uitgebreid om gelijke tred te houden met de chirurgische vooruitgang en SMI biedt de chirurgen vandaag een keuze uit 1000 verschillende artikels.

■ De website

www.sutures.be

Deze website bevat informatie over het ganse productassortiment van SMI.

